

Technisches Datenblatt

EN ISO 13485 zertifiziert		
Artikelnummer:	09-021-0020	Version: 8
Bemerkungen		Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt	Petrischale PS, Ø90x16,2 mm, ohne Nocken, (extrem rutschfest / gut stapelbar), transparent
Abmessungen / Stärke	Durchmesser: 90,00 mm (+/- 0,2 mm)
	Höhe: 16,20 mm (+/- 0,2 mm)
Farbe	transparent
Materialeigenschaft	Polystyrol (PS)
Temperaturbereich	-20°C - 60°C
Produkteigenschaften	biologisch inert
	physiologisch unbedenklich
	keine Schwermetalle gem. EC/94/62
Reinheitsgrad	hergestellt in Reinräumen der ISO-Klasse 8 oder besser (DIN EN ISO 14644-1)
Haltbarkeit	60 Monate bei kontrollierter Lagerbedingung
Verpackung	Stück per Beutel: 20
	Stück per Karton: 480
	Stück per Palette: 9.600
Lagerung	trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit
	Beutel / Kartons orig. verpackt
	Lagertemp. +10°C – max. +30°C
	Pal. nicht stapelbar
Freigegeben durch Nerbe Plus Qualitätsmanagement	